

Références : LBLACGV01, LBLACGV02, LBLACPP01, LBLACPP02



- Paillasse simple cuve de L1200 x P770 x H900 mm
- Dossieret mélaminé de 60 mm de hauteur
- Cuve L500 x H400 x P 300 mm avec égouttoir (uniquement pour cuve PPH), bonde et siphon
- Robinet mélangeur eau chaude / eau froide
- Caisson en mélaminé blanc

Version cuve en grès

Réf : **LBLACGV01** - **LBLACGV02** -

Version cuve en polypropylène

Réf : **LBLACPP01** - **LBLACPP02** -