

Référence : HOOKE



Complet avec potence, masses et ressorts
Statif en fonte pour une grande stabilité
Économique !

Cet appareil complet permet de vérifier que l'élongation d'un ressort est proportionnelle à l'intensité de la force exercée sur lui.

L'échelle de 15 cm graduée au millimètre est positionnable sur une tige de 300 mm.

Les graduations sont sérigraphiées sur un miroir afin d'éviter toute erreur de parallaxe.

Livré complet avec potence, 3 ressorts de raideurs différentes, un support de masses, un lot de masses échancrées.