


Référence : VID3EN1



## Accessoire vide 3 en 1

Maquette originale pour l'étude du vide 3 manières différentes de mettre en évidence le vide

Cette maquette originale permet de mettre en évidence le vide à l'intérieur d'une cloche à vide de 3 manières différentes : son, déplacement d'air, différence de pression.

Elle est composée d'un support en plexiglas sur lequel sont disposés 3 dispositifs permettant de mettre en évidence le vide :

- 1 buzzer pour la mise en évidence du vide par le son ;
- 1 moteur avec hélice placé en face d'un mât sur lequel sont accrochés des bandelettes légères s'agitant lorsqu'il y a déplacement d'air.
- 1 cylindre permettant de réaliser l'expérience du crève vessie par exemple.

Dimensions : 100 x 100 x 108 mm

Alimentation : sur pile (non fournie)

Interrupteur marche / arrêt