


MASSES CYLINDRIQUES À DOUBLE CROCHETS

FICHE
PRODUIT

Références : MCDC50G, MCDC10G, MCDC20G, MCDCOFFRET, MCDC100G, MCDC200G, MCDC500G, MCDC1000G



Masses en acier inoxydable proposées au détail ou en série complète de 9 masses (10g, 2x20g, 50g, 100g, 2x200g, 500g, 1000g) avec un coffret en bois de rangement.

Chaque masse possède deux crochets escamotables au-dessus et en-dessous. Il est ainsi possible de les accrocher les unes aux autres mais aussi de les poser à plat sur une table.