

MICROPIPETTES À VOLUME VARIABLE

FICHE
PRODUIT

Références : MIC10L, MIC10ML, MIC5ML, MIC200L, MIC20L2, MIC100L



Affichage analogique, volume réglable par rotation du bouton poussoir. La partie inférieure où se fixent les cônes peut s'autoclaver à 121°C. Chaque micropipette est étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, et est livrée avec un certificat d'étalonnage.

0,5-10 μ l

Réf : **MIC10L**

1 000-10 000 μ l

Réf : **MIC10ML**

10-100 μ l

Réf : **MIC100L**

2-20 μ l

Réf : **MIC20L2**

20-200 μ l

Réf : **MIC200L**

500-5 000 μ l

Réf : **MIC5ML**

Référence	Type	Volume	Incrément	Précision	Autoclavable	Recalibrable	Garantie
-----------	------	--------	-----------	-----------	--------------	--------------	----------

MIC100L	Volume variable	10 - 200 μ L	0,5 μ L	\pm 1,5% à 50 μ L	Partie inférieure	Oui	1 an
MIC10L	Volume variable	0,5 - 10 μ L	0,1 μ L	\pm 1,7% à 5 μ L	Partie inférieure	Oui	1 an
MIC10ML	Volume variable	1000 - 10000 μ L	100 μ L	\pm 1,8% à 5000 μ L	Partie inférieure	Oui	1 an
MIC200L	Volume variable	20 - 200 μ L	1 μ L	\pm 1,3% à 100 μ L	Partie inférieure	Oui	1 an
MIC20L2	Volume variable	2 - 20 μ L	0,1 μ L	\pm 1,9% à 10 μ L	Partie inférieure	Oui	1 an
MIC5ML	Volume variable	500 - 5000 μ L	50 μ L	\pm 1,2% à 2500 μ L	Partie inférieure	Oui	1 an