

# MICROPIPETTES BRAND À VOLUME VARIABLE

Références : TRANSFER1ML, TRANSFER10, TRANSFER50, TRANSFER100, TRANSFER200



Réglage et vérification du volume, pipetage, éjection sans changer de main.

- Affichage du volume toujours bien lisible avec 4 chiffres pour un réglage précis. Reste lisible même lors du pipetage.
- La Transferpette® est complètement autoclavable (sans démontage)
- Calibrage sans outil : Easy Calibration
- Garantie 3 ans

0,5-10  $\mu$ l

**Manipulation d'une main sans effort**

**Réf : TRANSFER10**

10-100  $\mu$ l

**Réf : TRANSFER100**

100-1000  $\mu$ l

**Réf : TRANSFER1ML**

20-200  $\mu$ l

**Réf : TRANSFER200**

5-50  $\mu$ l

**Réf : TRANSFER50**

Référence	Type	Volume	Incrément	Précision	Autoclavable	Recalibrable	Garantie
TRANSFER10	Volume variable	0,5 - 10 $\mu$ L	0,01 $\mu$ L	$\pm$ 1,0%	Intégralement	Oui	3 ans
TRANSFER100	Volume variable	10 - 100 $\mu$ L	0,1 $\mu$ L	$\pm$ 0,6%	Intégralement	Oui	3 ans
TRANSFER1ML	Volume variable	100 - 1000 $\mu$ L	1 $\mu$ L	$\pm$ 0,6%	Intégralement	Oui	3 ans
TRANSFER200	Volume variable	20 - 200 $\mu$ L	0,2 $\mu$ L	$\pm$ 0,6%	Intégralement	Oui	3 ans
TRANSFER50	Volume variable	5 - 50 $\mu$ L	0,05 $\mu$ L	$\pm$ 0,8%	Intégralement	Oui	3 ans