

MICROPIPETTES SOCOREX À VOLUME VARIABLE

Références : MSR10000, MSR5000, MSR50, MSR200, MSR1000



Gamme Socorex

Affichage numérique.

Adaptables à quasiment tous les cônes du marché grâce à un système de réglage de l'éjection du cône.

Réglage du volume intelligent et fiable : le réglage micrométrique est effectué en douceur et avec précision grâce au bouton-poussoir rotatif.

Les butées d'encliquetage de précision et le capuchon tournant librement empêchent toute modification accidentelle du volume.

Entièrement autoclavables à 121 °C

Référence	Type	Volume	Incrément	Précision	Autoclavable	Recalibrable	Garantie
MSR1000	Volume variable	100 - 1000 μ L	1 μ L	\pm 0,7%	Intégralement		1 an
MSR10000	Volume variable	1000 - 10000 μ L	10 μ L	\pm 0,8%	Intégralement		1 an
MSR200	Volume variable	20 - 200 μ L	1 μ L	\pm 1,0%	Intégralement		1 an
MSR50	Volume variable	5 - 50 μ L	1 μ L	\pm 1,4%	Intégralement		1 an
MSR5000	Volume variable	500 - 5000 μ L	10 μ L	\pm 1,0%	Intégralement		1 an

