

MICROSCOPE OLYMPUS CX23

FICHE
PRODUIT

Référence : OLYMP-CX23



Microscope Olympus CXeric

Poignées ergonomiques

Le microscope CX23 est doté de nombreux éléments pour une utilisation en toute sérénité dans l'enseignement de la biologie.

- Tête binoculaire, oculaires fixes x10 traités anti-fongiques, avec œillères et réglage inter pupillaire
- Eclairage LED
- 4 objectifs plans-chromatiques x4 / x10 / x40 / x100 (rétractable à immersion) sur tourelle 4 places
- Condenseur D'Abbe O.N. 1,25 avec porte filtre
- Mise au point avec commande coaxiale
- Platine rectangulaire 120 x 132 mm avec surplatine à commandes coaxiales à droite
- Transformateur intégré dans le socle, cordon 2P+T

Référence	OLYMP-CX23
Tête	Binoculaire
Mise au point	Macro/Micro coaxial
Platine	À chariot

Objectifs / Nb de places	4x, 10x, 40x, 100x / 4 places
Eclairage	LED Réglable
Type d'objectifs	Plans
Condenseur	Réglable linéaire O.N 1.25 avec diaphragme à iris
Alimentation	220V / Filaire
Poids	6 kg
Garantie	2 ans