

Référence : 76013.



**Cordon détachable fourni
Livré avec une
surplatine à valet
À toute épreuve !**

Une gamme de microscopes robustes pour les élèves.
Le microscope pour l'enseignement le plus vendu en Europe.
Butée de protection de la préparation microscopique.
Livrés avec housse de protection.

Caractéristiques techniques :

- Oculaire grand champ 10x
- Tête monoculaire inclinée à 45°
- 3 objectifs achromatiques (4x, 10x, 40x)
- Tourelles 3 places
- Tête rotative 360°
- Platine à valetsCondenseur fixe
- Diaphragme à ouverture réglable

- Mise au point macro et micro désaxée
- **Dimensions** : H 36 x P 17,5 x l 13,5 cm

Référence	76013.
Tête	Monoculaire
Mise au point	Macro/Micro désaxé
Platine	À valets
Objectifs / Nb de places	4x, 10x, 40x / 3 places
Eclairage	Halogène
Type d'objectifs	Achromatiques
Condenseur	Fixe O.N 0,65
Alimentation	220V / Filaire
Poids	3.2 kg
Garantie	5 ans