

MICROTUBES À FOND CÔNIQUE

FICHE
PRODUIT

Références : EPEN500JA, EPEN500NAT, EPEN500BE, EPENVE, EPENJA, EPENBE, EPEN500VE, EPENNAT



Précisez la couleur souhaitée sur votre commande, exemple : EPENBE

Microtubes avec cape attenante
Polypropylène, autoclavables, incolores
Fond conique
Capacité 1,5 ml
Sans graduation
Choisissez votre couleur
en ajoutant la terminaison adéquate à la référence
Naturel : NAT
Jaune : JA
Vert : VE
Bleu : BE

Référence	Avec bouchon	Cdt	Volume	Crantage	Fond
EPEN500BE	oui, fixé NB: la terminaison de la référence indique la couleur (Naturel: NAT, Bleu: BE, Jaune: JA, Vert: VE)	500	1,5 ml	non	cônique
EPEN500JA	oui, fixé NB: la terminaison de	500	1,5 ml	non	cônique

	la référence indique la couleur (Naturel: NAT, Bleu: BE, Jaune: JA, Vert: VE)				
EPEN500NAT	oui, fixé NB: la terminaison de la référence indique la couleur (Naturel: NAT, Bleu: BE, Jaune: JA, Vert: VE)	500	1,5 ml	non	cônique
EPEN500VE	oui, fixé NB: la terminaison de la référence indique la couleur (Naturel: NAT, Bleu: BE, Jaune: JA, Vert: VE)	500	1,5 ml	non	cônique
EPENBE	oui, fixé NB: la terminaison de la référence indique la couleur (Naturel: NAT, Bleu: BE, Jaune: JA, Vert: VE)	1000	1,5 ml	non	cônique
EPENJA	oui, fixé NB: la terminaison de la référence indique la couleur (Naturel: NAT, Bleu: BE, Jaune: JA, Vert: VE)	1000	1,5 ml	non	cônique
EPENNAT	oui, fixé NB: la terminaison de la référence indique la couleur (Naturel: NAT, Bleu: BE, Jaune: JA, Vert: VE)	1000	1,5 ml	non	cônique
EPENVE	oui, fixé NB: la terminaison de la référence indique la couleur (Naturel: NAT, Bleu: BE, Jaune: JA, Vert: VE)	1000	1,5 ml	non	cônique