

Référence : MCLO



Milieu Chlorelles, stérile

Bouteilles de milieu liquide stérile prêt à l'emploi

Trois types de milieux sont proposés :

Pour la culture des euglènes (MEUG) et des chlorelles (MCLO)

Le milieu de culture MEUG contient de l'acide lactique, il est utilisé pour obtenir une croissance rapide des euglènes. (Les euglènes respirent au début de la croissance puis photosynthétisent en fin de culture)

Le milieu de culture MEUG.00 ne contient pas d'acide lactique (les euglènes photosynthétisent).