

MODÈLE DE CLITORIS

FICHE
PRODUIT

Référence : MODCLIT



Modèle de clitoris

Facile à manipuler et résistant!

Modèle de clitoris en silicone et à taille réelle, idéal pour l'éducation à la sexualité, avec représentation de l'organe bulbo-clitoridien.

Il permet d'étudier l'anatomie féminine et d'aborder le thème du plaisir féminin et du consentement.

Identification possible des zones à l'aide d'un marqueur.

Dimensions (LxlxH) : 7,5 x 7 x 5 cm. Poids : 340 g.