

# MODÈLE D'UTÉRUS DANS CAVITÉ PELVIENNE AVEC STÉRILET

FICHE  
PRODUIT

Référence : MODUT



Ce modèle représente un utérus en antéversion dans une cavité pelvienne simulée avec une vulve, un vagin et des trompes de Fallope. Idéal pour former à la mise en place du préservatif féminin, d'une éponge contraceptive et d'un stérilet. Livrée avec un stérilet et une housse.

Dimensions : 3 x 25 x 23 cm

Poids : 1,8 kg