

Références : MOT-1801LED, MOT-1802LED, MOT1802-TP, MOT-1820LED



Macro micro désaxée

Caractéristiques :

- Tête rotative 360° avec roulement à billes
- Oculaire grand champ WF10X/18mm avec pointeur (2 oculaires pour le modèle à tête professeur)
- 2 oculaires pour modèle tête professeur
- Tourelle revolver 4 places
- 3 Objectifs achromatiques 4x, 10x, 40x
- Mise au point macro et micro désaxée
- Poids : 3,2 à 4,6 kg
- Éclairage réglable en intensité à LED 3.5V 70mW 20mA
- Alimentation sans fil (livré avec chargeur), fonctionne également sur secteur
Livré avec housse de protection, chargeur et filtre bleu
- Garantie : 10 ans pour les pièces optiques et mécaniques ; 2 ans pour les pièces électriques

- **Dimensions** : H 37,5 x P 18,5 x l 14 cm

Réf : MOT-1801LED - MOT-1802LED - MOT1802-TP -

Microscope binoculaire LED série 1800

Réf : MOT-1820LED

Référence	MOT-1801LED	MOT-1802LED	MOT-1820LED	MOT1802-TP
Tête	Monoculaire	Monoculaire	Binoculaire	Professeur
Mise au point	Macro/Micro désaxé	Macro/Micro désaxé	Macro/Micro désaxé	Macro/Micro désaxé
Platine	À valets	À chariot	À chariot	À chariot
Objectifs / Nb de places	4x, 10x, 40x / 4 places	4x, 10x, 40x / 4 places	4x, 10x, 40x / 4 places	4x, 10x, 40x / 4 places
Eclairage	LED Réglable	LED Réglable	LED Réglable	LED Réglable
Type d'objectifs	Achromatiques	Achromatiques	Achromatiques	Achromatiques
Condenseur	Réglable en spirale O.N 1.25 avec diaphragme à iris	Réglable en spirale O.N 1.25 avec diaphragme à iris	Réglable en spirale O.N 1.25 avec diaphragme à iris	Réglable en spirale O.N 1.25 avec diaphragme à iris
Alimentation	Chargeur / Sans fil	Chargeur / Sans fil	Chargeur / Sans fil	Chargeur / Sans fil
Poids	4.6 kg	4.6 kg	4.6 kg	4.6 kg
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans