

# MULTIMÈTRE RLC

FICHE  
PRODUIT

Référence : RLCMETRE



Affichage : Ecran LCD 2000 points

Fréquences de test : 100 Hz, 1 kHz

Mesure de R : 20Ω / 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ

Mesure de L : 200μH / 2mH / 20mH / 200mH / 2H / 20H

Mesure de C : 200pF / 2nF / 20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2000uF

Alimentation sur pile 9V type 6F22 (non fournie)

Dimensions : 88 x 180 x 45

Masse : 460 g