

Références : PACKPCR16A, PACKPCR8A



La cuve à électrophorèse la plus compacte du marché, déjà vendue à + de 500 exemplaires!

Un pack 'clé en main' qui comprend:

- 1 Thermocycleur 8 puits (MINIPCR8X) ou 16 puits (MINIPCR16X)
- 1 cuve électrophorèse complète (BLUEGEL)
- 1 Centrifugeuse pour microtubes 5400 tours (CENTRIF)
- 1 Rack de cônes jaunes 10-200 µl (RACKJ)
- 1 micropipette (PIPBL20)
- 1 portoir réfrigérant pour microtubes (0,2 ml et 1,5 ml) (ICEPORTROSE)
- 1 Kit compréhension de la PCR (PCRAPIDE)

Packs complet MINIPCR 16 puits - Electrophorèse BLUEGEL

Réf : PACKPCR16A

Packs complet MINIPCR 8 puits - Electrophorèse BLUEGEL

Réf : PACKPCR8A