

# PH-MÈTRE STYLO ÉTALONNAGE AUTOMATIQUE

Référence : TESTPHEMP



- Robuste et étanche (IP65)
- Etalonnage en appuyant sur une unique touche : reconnaissance automatique des solutions tampons.
- Ecran extra large étanche avec affichage du pH et de la température.
- Sonde fine et longue pour permettre la mesure de pH dans un tube.
- Reconnaissance automatique des solutions tampons 4, 7 et 10.

Caractéristiques techniques :

- Gamme pH : 0.00 à 14.00
- Précision pH :  $\pm 0.1$
- Gamme température : 0 à 60.0°C
- Précision température :  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Compensation automatique de la température
- Afficheur : LCD, 29x22 mm environ, pH et température
- Alimentation : 2 piles CR2032 (fournies)
- Extinction auto après 20 minutes et indicateur de batteries faibles
- Étanche : IP65
- Dimensions / Masse : 226 x 36 x 20 mm / 115 g
- Dimensions sonde :  $\varnothing 12 \times 115$  mm