

# PHMÈTRE PORTABLE

Référence : PHPORT



## Caractéristiques techniques :

- Afficheur LCD rétroéclairé 42 x 33 mm
- Plages de mesure :
- pH : de -2,00 à 19,99  $\pm 0,01$
- mV :  $\pm 1999$  mV,  $\pm 0,1\%$
- Changement de gamme automatique
- Appareil étanche
- Compensation en température automatique de 0 à 100°C
- Étalonnage automatique (en 1 à 3 points)
- Stockage de 100 groupes de données
- Dimensions : 65 x 120 x 31 mm
- Masse : 180 g
- Appareil livré avec 2 piles AA, 3 flacons (50 ml) de solution étalon (pH 4,00, pH 7,00 et pH 10,01), une

sonde pH 3 en 1, et un étui de rangement et de protection en plastique