

Référence : 40063



La pile de Leclanché est une pile à dépolarisant (dioxyde de manganèse).
La tension obtenue est d'environ 1,25 Volts, avec une résistance interne très faible (quelques Ohms).
À compléter par des solutions de chlorure de manganèse IV et de chlorure de zinc (poudres à dissoudre dans l'eau disponibles dans la section produits chimiques).

Composition :

- 1 bécher en verre 600 ml
- 1 vase poreux Ø 60 x H 145 mm
- 1 électrode cylindrique en zinc
- 1 électrode en graphite