

PIPETTES EN PLASTIQUE STÉRILES

Références : PIP1, PIP10, PIP10C, PIP1C., PIP2, PIP25, PIP25C., PIP2C., PIP5, PIP5C.



Pipettes stériles graduées, emballage unitaire

Référence	Capacité (ml)	Graduation	Cdt	Code couleur
PIP1	1	1/100	100	jaune
PIP10	10	1/10	50	orange
PIP10C	10	1/10	500	orange
PIP1C.	1	1/100	1000	jaune
PIP2	2	1/100	100	vert
PIP25	25	2/10	25	rouge
PIP25C.	25	2/10	200	rouge
PIP2C.	2	1/100	1000	vert
PIP5	5	1/10	50	bleu
PIP5C.	5	1/10	500	bleu