

Références : PUMPB, PUMPJ, PUMPR, PUMPV



## Modèle original

Dispositifs de pipetage pi-pump d'excellente qualité.

De fabrication allemande, ils sont très simples d'utilisation et assurent une parfaite étanchéité grâce à leur joint silicone.

Adaptables sur toutes les pipettes.

Référence	Capacité	Couleur
PUMPB	0 à 2 ml	Bleu
PUMPJ	0 à 0,2 ml	Jaune
PUMPR	0 à 25 ml	Rouge
PUMPV	0 à 10 ml	Vert