

PISSETTES PERSONNALISÉES

FICHE
PRODUIT

Références : PISACET, PISACETAG, PISEAU, PISEAUDEI, PISEAUDIS, PISETH, PISETHAG, PISIMS, PISISOP, PISJAV, PISMETH



Pissettes à col large en LDPE.

Volume : 250 ml

Impression indélébile en 4 langues (français, anglais, allemand et espagnol).

Bouchons et becs de couleur en PP, moulés d'une seule pièce pour une parfaite étanchéité. Réf : PISIMS - PISISOP - PISMETH -

Avec système anti-gouttes pour solvants

Réf : PISACETAG - PISETHAG -

Sans système anti-gouttes

Réf : PISACET - PISEAU - PISEAUDEI - PISEAUDIS - PISETH - PISJAV -

Référence	Libellé	Couleur	Volume
PISACET	Acétone	Rouge	250 ml
PISACETAG	Acétone	Rouge	250 ml
PISEAU	Eau	Blanc	250 ml
PISEAUDEI	Eau déionisée	Blanc	250 ml
PISEAUDIS	Eau distillée	Blanc	250 ml
PISETH	Éthanol	Orange	250 ml
PISETHAG	Éthanol	Orange	250 ml
PISIMS	I.M.S	Jaune	250 ml

PISISOP	Isopropanol	Bleu	250 ml
PISJAV	Hypochlorite de sodium (Javel)	Jaune	500 ml
PISMETH	Méthanol	Vert	250 ml