

Références : POLAUL, POLBOU, POLCHE, POLGRA, POLNOI, POLPEU, POLPIN, POLROB, POLSAP, POLTIL



Préparation liquide

Tubes de pollens (1,5 ml), dans la fuschine glycérinée. 1 tube \approx 35 gouttes.

Aulne

Réf : POLAUL

Bouleau

Réf : POLBOU

Chêne

Réf : POLCHE

Graminées

Réf : POLGRA

Noisetier

Réf : POLNOI

Peuplier

Réf : POLPEU

Pin

Réf : POLPIN

Robinier

Réf : POLROB

Sapin

Réf : POLSAP

Tilleul

Réf : POLTIL