

Références : POLAUL2, POLBOU2, POLCHE2, POLGRA2, POLNOI2, POLPEU2, POLPIN2, POLROB2, POLSAP2, POLTIL2



Préparation liquide

Tubes de pollens (1,5 ml), non colorés, dans l'alcool. 1 tube \approx 35 gouttes.

Aulne

Réf : POLAUL2

Bouleau

Réf : POLBOU2

Chêne

Réf : POLCHE2

Graminées

Réf : POLGRA2

Noisetier

Réf : POLNOI2

Peuplier

Réf : POLPEU2

Pin

Réf : POLPIN2

Robinier

Réf : POLROB2

Sapin

Réf : POLSAP2

Tilleul

Réf : POLTIL2