

# PORTOIRS EN BOIS

FICHE  
PRODUIT

Références : 30475, 30476, 30478, 30598, 30599, PORTUB7



Support pour 12 tubes à essai  
**Réf : 30478 - 30599 -**

Support pour 12 tubes à hémolyse  
**Réf : 30598**

Support pour 6 tubes à essai  
**Réf : 30475**

Support pour 6 tubes à hémolyse  
**Réf : 30476**

Support pour 7 tubes à hémolyse  
**Réf : PORTUB7**

Référence	Ø trous	Nb tubes	Dimensions (LxPxH)
30475	22 mm	1 x 6	195 x 47 x 100 mm
30476	15 mm	1 x 6	150 x 45 x 66 mm
30478	22 mm	2 x 6	195 x 75 x 100 mm
30598	15 mm	1 x 12	170 x 45 x 66 mm
30599	22 mm	1 x 12	360 x 47 x 100 mm
PORTUB7	12 mm	1 x 7	225 x 60 x 105 mm