

PRODUITS D'IMMUNOLOGIE AU DÉTAIL

Références : TMB., DISCANTI, EMRPV, ELISER., PBS, PBSTWEEN, VD61., SACHET., VS61, EAUSTER



10 ml de TMB

Réf : TMB.

4 x 50 disques antibiotiques

Disques imprégnés d'antibiotiques:

- Ampicilline
- Pénicilline
- Tétracycline
- Acide nalidixique

Lots de 50 disques de chaque.

Réf : DISCANTI

50 ml de PBS10x

Réf : PBS

Eau déminéralisée stérile - bouteille de 200 ml

Réf : EAUSTER

Lot de 10 emporte-pièces

Pour fabrication de 30 boîtes de gélose pour test Ouchternoly

Réf : EMRPV

PBS TWEEN 300ML (solution de lavage)

Réf : PBSTWEEN

Sachets du kit immunologie

Réf : SACHET.

Serums Ouchterlony

Réf : VD61. - VS61 -

Serums Elisa

Lot de 3 sérums du kit ELISA :

- 110 µl de sérum de lapin immunisé contre la BSA
- 110 µl de sérum de lapin non-immunisé
- 50 µL d'anticorps anti-immunoglobuline de lapin couplé à la peroxydase

Réf : ELISER.