

RÉFRIGÉRATEUR SOUS PAILLASSE

 FICHE
PRODUIT

Référence : FRIGO



Réfrigérateur sous paillasse

Réfrigérateur à froid statique 85 L* sous paillasse

Grâce à son faible encombrement, ce réfrigérateur pourra se loger où vous le souhaitez.

De classe climatique subtropicalisée, cet appareil fonctionne normalement même à une température ambiante allant de +16 à +38°C.

Volume total net de stockage : 85 litres (Réfrigérateur 77 Litres + Compartiment à glaçons 8 Litres)

Le compartiment à glaçons doit être dégivré régulièrement ou dès que l'épaisseur du givre dépasse 3 mm.

Dimensions* HxLxP : 83x47,4x44,7 cm

**légèrement variable en fonction de la disponibilité des modèles*