

RESSORTS CYLINDRIQUES À SPIRES JOINTIVES

Références : RES010, RES040, RES005, RES100, RES050, RES020



Vendu à l'unité

Réf : RES005 - RES010 - RES020 - RES050 - RES100 -

Ressorts cylindriques

Ressorts munis de 2 anneaux de suspension pour des expériences d'allongement et d'oscillation.

Longueur à vide : 120 mm

Vendu à l'unité.

Réf : RES040

Référence	Raideur	Ø ext	Ø Fil
RES005	5 N/m	10 mm	0,5 mm
RES010	10 N/m	10 mm	0,6 mm
RES020	20 N/m	10 mm	0,7 mm
RES040	40 N/m	10 mm	0,7 mm
RES050	50 N/m	10 mm	0,8 mm
RES100	100 N/m	10 mm	0,9 mm