

# SERINGUE LOI DE MARIOTTE

Référence : SERMAR60



Outil parfait pour étudier la loi de Mariotte.

Seringue avec piston vissant en plastique, permettant d'augmenter, de diminuer et de maintenir la pression au sein de la seringue sans aucune difficulté. Les mesures seront ainsi plus précises.

Un robinet 3 voies installé à la sortie de la seringue permet de régler le volume d'air puis de relier la seringue à un manomètre.

Volume de la seringue : 60 ml

Composition :

- une seringue et son piston vissant en plastique
- un robinet 3 voies Luer Lock
- un adaptateur Luer Lock pour tuyau  $\varnothing$  int. 4 mm (pour connecter sur un pressiomètre numérique)
- un adaptateur Luer Lock pour tuyau  $\varnothing$  int. 6 mm (pour connecter sur un manomètre à aiguille)
- 20 cm de tuyau PVC  $\varnothing$  int 4 mm et 20 cm de tuyau PVC  $\varnothing$  int. 6 mm