

Références : PS-2135, PS-2153, PS-2131



## Sonde souple

Cette sonde est souple et très fine.

Elle permet de réaliser toute mesure de température.

Caractéristiques techniques:

- Plage de mesure : -30 à +105°C

## Réf : PS-2135

## Sonde ultrarésistante

Cette sonde possède une tige en acier très résistante.

Une protection en téflon est fournie pour protéger la sonde des produits corrosifs.

Caractéristiques techniques:

- Plage de mesure: -35 à +135°C

## Réf : PS-2153

## Température de surface de la peau

Cette sonde possède une large plage de mesure qui permet d'étudier de nombreuses surfaces.

Applications courantes:

Mesure de température de la peau avant et après exercice.

- Caractéristiques techniques:
- Plage de mesure: -10 à +70°C

**Réf : PS-2131**