

# STATIF PORTE-ÉLECTRODES MULTIPOSITION

Référence : PTSON



Construit en ABS et acier.

Grande stabilité grâce à son support à base métallique. Spécial pour le travail à des hauteurs et des positions différentes.

Rotation à 360°.

Longueur de chaque bras : 215 mm.

Il est possible d'utiliser simultanément 5 électrodes :

- 2 électrodes de diam. 16 mm
- 2 électrodes de diam. 17 mm
- 1 sonde de température diam. 5 mm.