


Références : STAT2, STAT4, STAT5, STAT3, STAT1



Statifs de laboratoire

Statifs standards fournis avec tiges ; servent aussi bien en SVT, en physique, ou en chimie. Les tiges sont en acier chromé et les socles sont pourvus d'antidérapants.

Référence	Poids du socle (kg)	Dimensions socle (mm)	Dimensions tige (mm)
STAT1	0.3	115 x 75	10 x 500
STAT2	0.75	160 x 100	12 x 500
STAT3	1.25	200 x 125	12 x 600
STAT4	2	250 x 160	12 x 750
STAT5	3	315 x 200	12 x 1 000