

Références : SUP200, SUP100



Ce produit très original est un support de cordons et de sondes manipulable dans tous les sens car il est équipé d'un dispositif à roulettes imperdables et multidirectionnelles. L'ensemble très robuste est idéal pour équiper les laboratoires et les salles de mesures physiques.

Il est proposé en 2 modèles :

- 2 rails de 260 mm de long (au moins 100 cordons)
 - 4 rails de 260 mm de long (au moins 200 cordons)
- Les rails sont fixés de part et d'autre d'un bac plastique pouvant servir à ranger des accessoires de test ou des appareils de mesure. Ce bac est réglable en hauteur de 1 m à 1,80 m.