

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE COMPACT À LED 4 COULEURS

FICHE
PRODUIT

Référence : METALIGHT2



Compatible avec d'autres marques d'enceintes (nous consulter)

Ce système ingénieux d'éclairage à LED 4 couleurs permet d'éclairer efficacement et sans chauffer les organismes chlorophylliens insérés dans l'enceinte cellulaire.

Ce système compact (50 x 50 mm) s'installe très simplement en se glissant à la place de l'obturateur de l'enceinte cellulaire, ou se fixe sur un trépied d'appareil photo (influence de l'intensité photosynthétique en fonction de la distance).

Alimentation : Adaptateur secteur 12 V (livré)

Lumières : Rouge, vert, bleu et blanche