## TABOURETS ASSISE RONDE OU CARRÉE



Références: TABCAR59, TABRO59, TABCAR45, TABRO45



Tabouret assise carrée

Assise carrée : Assise encastrée 30 x 30 cm ép. 8 mm.

**Réf: TABCAR45** 

24 coloris de piètement disponibles

**Réf: TABCAR59** 

21 coloris de piètement disponibles

Tabouret assise ronde

Assise ronde : Assise diam. 30 cm ép. 18 mm en applique sur la structure.

Réf: TABRO45

21 coloris de piètement disponibles

**Réf: TABRO59** 

24 coloris de piètement disponibles

Référence	Hauteur (cm)	Repose pieds
TABCAR45	45	non
TABCAR59	59	oui
TABRO45	45	non



TABRO59	59	oui

