

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE TYPE K

Référence : THCOUPL2



Thermomètre avec sonde type K détachable. L'appareil permet également la mesure de la température ambiante lorsqu'aucune sonde n'est connectée.

Caractéristiques techniques :

- Plage de mesure : -50 °C à +750 °C
- Précision : $\pm(1.0\%+2^{\circ}\text{C})$
- Afficheur 2000 points
- Extinction auto et indicateur de batterie faible
- Alimentation : 2 piles AAA
- Dimensions / Masse : 126 x 62 x 25 mm / 150 g
- Appareil livré avec housse et sonde type K détachable

Référence	THCOUPL2
Plage de mesure	De -50 °C à 750 °C
Précision	$\pm 1\% + 2^{\circ}\text{C}$

Résolution	de -50 °C à 500 °C : 0,1°C de 500 °C à 750 °C : 1°C
Affichage	2000 points
Sonde	Type K détachable
Alimentation	2 piles AAA
Dimensions	126 x 62 x 25 mm
Masse	150 g