


TRANSILLUMINATEUR BLUEBOX PRO

FICHE
PRODUIT

Référence : BLUEBOX



Transilluminateur MINIPCR BLUEBOX PRO

Nouvelle version: plus fine, passe sous toutes les cuves à électrophorèse!

Le transilluminateur blueBox™ Pro couplé aux colorants fluorescents, permet d'observer vos migrations d'ADN sans aucun danger.

Couvercle à charnière verrouillable et libérable optimisé pour l'excision de gel.

Zone de visualisation : 140 x 114 mm

Illumination : 139 LED haute intensité

Spectre d'excitation : Pic à 470 nm

Compatibilité des colorants : GreenView Plus, GelGreen, SyBr SAFE, SafeGreen

Alimentation électrique : AC 100-240V, adaptateur 12V inclus

Dimensions (LxlxH) : 15,2 x 12,7 x 10,2 cm

Poids : 460 gr.