

VALISETTE SOURCE À MIROIRS

Référence : COFOPTGEO



- Conception robuste, fabrication française
- Source à miroirs à LED
- Ensemble livré dans une valisette de protection et de rangement

Coffret d'optique avec une lanterne à miroirs (à LED) et de multiples accessoires permettant de réaliser de nombreuses expériences d'optique :

- Synthèse additive des couleurs
- Synthèse soustractive des couleurs
- Etude des lentilles
- Etude des prismes
- Diffusion de la lumière
- Etc

Caractéristiques techniques :

Alimentation de la source : adaptateur secteur 6 V fourni

Dimensions mallette : 370 x 310 x 75 mm

Composition :

- 1 source à miroirs à LED
- 1 accessoire 1/3 fentes avec lentille
- 1 miroir plan magnétique
- 2 réflecteurs métal concave et convexe
- 8 cartons 50x50 mm de couleurs différentes
- 6 filtres de couleurs primaires et secondaires
- 8 lentilles et prismes d'optique géométrique
- 1 valisette avec mousses de protection