

Références : VEGV250, VEGV500, VEPP500, VEGV125, VEPP125, VEPP200



Volume 120 ml
En polypropylène autoclavable. Graduation en relief.
Réf : VEPP125

Volume 125 ml
En verre sodocalcique. Graduation dans la masse.
Réf : VEGV125

Volume 200 ml
En polypropylène autoclavable. Graduation en relief.
Réf : VEPP200

Volume 250 ml
En verre sodocalcique. Graduation dans la masse.
Réf : VEGV250

Volume 500 ml
Réf : VEGV500 - VEPP500 -